

ARMOIRE À PHARMACIE 02 PORTES VITRÉES EN ACIER (REF: AR02)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Hauteur : 180 cm
- Largeur : 79 cm
- Profondeur : 42 cm

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

- Fabriquée en tube d'acier carré de diamètre 20 ? et tôle métallique.
- Composée de deux (02) portes vitrées en acier avec serrure à clé.
- (04) quatre étagères en verre
- Peinture « époxy »