

SARL MEDICA TRONE

FABRICATION DE MOBILIER MÉDICAL

Adresse : Immeuble Slimani, Tirsatine, Azazga, Tizi-Ouzou

Téléhun : 046 94 26 36

Phono : 014 94 26 36 / 046 94 26 36 / 044 94 26 36

Email : contact@medicatrone.dz



CHARIOT D'INSTRUMENTATION (REF: CH04)



Vue Principale du Produit

DESCRIPTION GÉNÉRALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabriqué en tube d'acier rond chromé

Clôturé sur quatre (04) côtés par des barrières de sécurité

Composé de deux (02) plateaux et d'un tiroir en inox

Équipé d'une poignée de poussée et d'un seau à pansement en inox

Une cuvette en inox et un plateau pour instrument réglable en hauteur

Doté de quatre (04) roues robustes

DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Longueur	60 cm
Largeur	40 cm
Hauteur	75 cm