

CHAISE DE TRANSFERT MÉDICALE SUR ROULETTES AVEC REPOSE-PIEDS (REF: CS03)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 22.
- Composée d'un dossier, d'une repose pieds et d'accoudoirs.
- Elle est dotée de quatre roues à freins.
- Texture en simili cuir lavable.
- Peinture « époxy ».

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Largeur	52 cm
Hauteur	47 cm