

CHARIOT BRANCARD AVEC RIDELLES RABATTABLES (REF: BR02)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriqué en tube d'acier rond.
- Composé d'une civière et châssis démontable, d'une potence avec des barrières rabattables.
- Il est doté de quatre roues à frein diamètre 125mm.
- Texture en simili cuir lavable.
- Peinture « époxy ».

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Longueur	190 cm
Largeur	75 cm
Hauteur	70 cm