

ESCABEAU 2 MARCHES AVEC RAMPE DE SOUTIEN – NOUVEAU MODÈLE (REF: E03)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Structure tube 22ø.
- 03 Marches antidérapante.
- Rampe fixée à gauche pour plus de sécurité.
- Peinture : chromé

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

• Hauteur totale (rampe incluse)	107 cm
• Hauteur 1ère marche	16.5 cm
• Hauteur 2nde marche	34 cm.
• Largeur des marches	24.5 cm