

NÉGATOSCOPE 03 PLAGES EN ÉPOXY (REF: NG02)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriqué en tôle métallique.
- Plaque visuelle en plexiglass.
- Cache en Inox.
- Lumineuse, Eclairage à LED.
- Peinture « époxy ».

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 10 cm |
| Longueur | 90 cm |
| Hauteur | 44 cm |