

PARAVENT MÉDICAL MURAL (REF: PV09)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Structure : Châssis en tube d'acier rond (Ø 22 mm), disponible en finition époxy ou chromée.
- Système de fixation : Support articulé conçu pour une installation robuste au mur ou au plafond, optimisant l'espace au sol.
- Revêtement : Rideau en textile haute performance, lessivable pour répondre aux exigences d'hygiène hospitalière.
- Ergonomie : Système pivotant permettant un déploiement fluide et un repli discret contre la paroi.

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES