

## TABLE D'ACCOUCHEMENT AVEC 03 TÊTIÈRES (REF: TA03)



### 1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriqué en tube d'acier.
- Trois sections indépendantes : dossier, assise et repose-pieds.
- Tête et repose-pieds articulées par un système auto bloquant.
- Une paire de jambière, d'épaulière et de deux poignets de traction ajustables.
- Une cuvette en acier inox diamètre 32 et une potence réglable en hauteur.
- Texture en simili cuir.
- Peinture: \"époxy\"

### 2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Longueur	185 cm
Largeur	70 cm
Hauteur	80 cm