

TABLE D'ACCOUCHEMENT AVEC PORTE BÉBÉ (REF: TA02)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriquée en tube d'acier rectangulaire.
- Composée d'une tête articulée par un système auto bloquant.
- Deux jambières réglables en hauteur, de deux épaulières, d'une cuvette en inox.
- Une potence réglable en hauteur.
- Deux poignets de traction.
- Fourni avec porte bébé en extension.
- Peinture « époxy ».
- Texture en simili cuir.

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Largeur	70 cm
Longueur	140 cm
Hauteur	80 cm

