

TABLE DE MASSAGE 02 POSITIONS (REF: TE03)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32.
- Composé d'un dossier avec trou pour le repos du visage articulé par un système auto bloquant, d'un porte rouleau de papier.
- Texture en simili cuir lavable.
- Peinture « époxy ».

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Longueur	185 cm
Largeur	60 cm
Hauteur	80 cm