

TABLE D'EXAMEN AVEC ÉTRIERS SIMPLE (REF: T06)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriquée en tube d'acier rond de diamètre 32.
- Composée d'un dossier articulés par un système auto bloquant, de deux étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox.
- Texture en simili cuir lavable.
- Peinture « époxy/ chromée ».

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Largeur	60 cm
Longueur	185 cm
Hauteur	80 cm