

TABLE D'EXAMEN CHROMÉE (REF: T02)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32.
- Composé d'un dossier articulé par un système auto bloquant, d'un porte rouleau de papier.
- Texture en simili cuir lavable.
- Peinture « chromée ».

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Longueur	192 cm
Largeur	77 cm
Hauteur	80 cm
Charge de poids	150 kg