

## TABLE GYNÉCOLOGIQUE AVEC ÉTRIERS EN ÉPOXY (REF: TG03)



### 1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32.
- Composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire d'étriers réglables en hauteur et d'une cuvette en inox.
- Texture en simili cuir lavable.
- Peinture « époxy ».

### 2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Largeur	60 cm
Longueur	170 cm
Hauteur	80 cm