

TABLE GYNÉCOLOGIQUE AVEC JAMBIÈRES CHROMÉE (REF: TG02)



1 DESCRIPTION GÉNÉRALE

- Fabriqué en tube d'acier rond de diamètre 32.
- Composé d'un dossier et relève jambes articulés par un système auto bloquant, équipé d'une paire de jambières réglables en hauteur et d'une cuvette en inox.
- Texture en simili cuir lavable.
- Peinture « chromée ».

2 DIMENSIONS ET SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Largeur	60 cm
Longueur	170 cm
Hauteur	80 cm